

# Транспортный раствор (М)

## Набор реагентов для взятия, транспортировки и хранения клинического материала

Кат. № С-8867  
РУ №РЗН 2020/12962

**Комплектация набора:** 100 пробирок размером 13x75 мм с завинчивающимися крышками по 2 мл раствора в каждой

**Состав:** буферный раствор на основе 5 М гуанидина

**Биоматериал:** мазки из носа, носоглотки, ротоглотки, мокрота

**Хранение и транспортировка:** при температуре (2–30) °С

**Срок годности реагента:** 24 месяца со дня выпуска



**Транспортный раствор (М) является эффективным и безопасным решением для хранения и транспортировки биоматериала с целью последующего выявления инфекций методом real-time ПЦР**

- Обеспечивает денатурацию белков и сохранность РНК/ДНК в пробах
- Упрощает процедуру инактивации биоматериала, которая происходит в первичной пробирке без открывания крышек и риска инфицирования для исполнителя
- Оптимизирует процесс автоматической пробоподготовки: благодаря стандартному размеру пробирок и уникальному штрих-коду возможна установка пробирок с биоматериалом на автоматическую станцию



Подписано в печать 04.10.2021 г.